

Test cannabis

Exacto[®]

Test de dépistage destiné à la détection urinaire du THC (substance active du cannabis) et de ses métabolites. Test immunochromatographique qui permet la détection dans les urines de la consommation de cannabis.


Caractéristiques

Test urinaire précis

Rapide : Résultat en 5 minutes (ne pas lire après 10 minutes)

Le kit contient :

- 1 test urinaire
- 1 coupelle
- 1 pipette
- 1 notice d'utilisation
- 1 procédure d'emploi



Fiabilité

Ce test est identique à celui utilisé par les laboratoires d'analyses, les hôpitaux et les centres de désintoxication.

Test fiable à plus de 99%

Pour qui?

Pour les professionnels de santé et le grand public (parents, sportifs et personnes inscrites à des concours...).

**Fiabilité du test évaluée en milieu clinique. Teude comparative à un test clinique de référence*

REF : 855072
CDT: X6



BIOSYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN France
client@biosynex.com
Tél : +33 (0)3 88 78 78 87 • www.biosynex.com

BIOSYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE