


BIOSYNEX

TESTS ANTIGÉNIQUES CONNECTÉS

VIROLOGIE




Le test antigénique
COVID-19 connecté
au SI-DEP.

- 🕒 *N° 1 des ventes de tests antigéniques COVID aux professionnels de santé¹.*
 - Inscrit sur la plateforme santé.gouv.fr et sur la liste commune européenne.
- 🕒 *Gain de temps administratif, transfert automatique du résultat au SI-DEP et au SIL.*
 - Jusqu'à 300 patients par préleveur par jour, administratif compris.
- 🕒 *Délivrance simplifiée du pass sanitaire.*
 - Envoyé directement au patient ou impression du compte rendu possible à partir de l'application IDELab.

BIOSYNEX - TESTS ANTIGÉNIQUES CONNECTÉS

Grâce à l'application IDELab, facilitez la mise en place hors les murs du Pass Sanitaire :


- Le patient saisit lui même ses données sur www.fastcovid.fr.
- L'application smartphone IDELab transfère automatiquement les données patients et le résultat au SI-DEP et au SIL.
- En moins de 20 minutes, le Pass Sanitaire est délivré.
- La facturation est automatiquement déclenchée.



PARCOURS SIMPLE ET RAPIDE



1 Sur le site de prélèvement, le patient saisit lui-même ses données sur www.fastcovid.fr.



2 Le soignant scanne le QR code patient avec l'application IDELab.




3 Identification unique du test associé grâce à son QR code.



4 Après 10 à 15 minutes de réaction, intégration du résultat du test dans IDELab.



5 Envoi automatique au SI-DEP et/ou au SIL.



6 Le pass sanitaire est envoyé directement au patient.

PROCÉDURE DE TEST SIMPLE ET RAPIDE

Prélever l'échantillon nasopharyngé

Décharger l'écouvillon et déposer 4 gouttes

Lire à 10 ou 15 minutes

1. Source Ospharm année civile 2020

Fabricant du test : BIOSYNEX Swiss SA (Suisse)

Dispositifs médicaux de diagnostics *in vitro*.
Lire attentivement les instructions figurant dans les fiches techniques

BIOSYNEX
BIOSYNEX S.A.
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - France
Tel : +33 3 88 78 78 87 - Fax : +33 3 88 78 76 78
E-mail : client.pro@biosynex.com
www.biosynex.com