








TENSIOMETRE POIGNET

AUTO-MESURE



Destiné à la surveillance de la tension artérielle.

-  Lecture facilitée
Grand écran rétroéclairé avec date et heure
-  Détection des arythmies cardiaques
-  Tour de poignet : 12,5-21 cm
Bracelet préformé
-  Moyenne arithmétique des 3 dernières mesures
-  60 mesures mémorisées
-  Boîte de rangement
-  Garantie 2 ans

CE 0197

Référence produit : 0081N
Conditionnement : 1
Modèle : Tensiomètre poignet



BIO SYNEX

22 Boulevard Sébastien Brant
67400 Illkirch-Graffenstaden – France
+33 (0)3 88 78 78 87
www.biosynex.com