






# THERMOMETRE DIGITAUX AUTO-MESURE



Destiné à des mesures  
périodiques et à la surveillance de  
la température corporelle.



-  Temps de mesure  
Entre 40 et 60 secondes
-  Mémoire automatique  
De la dernière mesure
-  Précis  
Pour mesure précise de la température
-  Sonde étanche et flexible
-  Garantie 2 ans

CE 0197

Référence produit : 1941FP24

Conditionnement : 24

Modèle : Flexible



## BIOSYNEX

22 Boulevard Sébastien Brant  
67400 Illkirch-Graffenstaden – France  
+33 (0)3 88 78 78 87  
[www.biosynex.com](http://www.biosynex.com)