









TENSIOMETRE COMPACT

AUTO-MESURE



Destiné à la surveillance
de la tension artérielle.

Validé
cliniquement

-  **Validé cliniquement**
Etude clinique suivant la Norme ISO 81060-2 : 2013
-  **Brassard double taille**
M-L : 22-42 cm
-  **Compact, idéal en déplacement**
-  **Lecture facilitée**
Echelle selon la classification de l'OMS / Grand écran rétroéclairé
-  **Détection des arythmies cardiaques**
-  **Aide à la prise de mesure**
Indicateur « erreur mouvement »
-  **2 utilisateurs possibles**
2 x120 mesures mémorisées
-  **2 possibilités de charge**
S'utilise avec des piles ou un câble USB (fournis)

BIOSYNEX



Etude clinique réalisée sur 85 patients en bonne santé suivant les exigences de la Norme ISO 81060-2-: 2013

	Exigences de la norme	Résultats
Précision Déviation : Rapprochement des valeurs avec le modèle de référence	<5%	2,5%
Fiabilité Ecart-type : Constance des données enregistrées et homogénéité des résultats	<5%	2,1%

Date de l'évaluation clinique : 29/03/2015

Norme ISO 81060-2:2013 Sphygmomanomètres non invasifs — Partie 2: Validation clinique pour type à mesurage automatique

CE 0123

Référence produit : 859 264

Conditionnement : 1

Modèle : Tensiomètre compact

BIOSYNEX

22 Boulevard Sébastien Brant
67400 Illkirch-Graffenstaden – France
+33 (0)3 88 78 78 87
www.biosynex.com