





AUTOTEST INFECTION URINAIRE

INFECTION



Dépistage des infections urinaires à l'aide de 4 paramètres.



-  **Détecte 4 paramètres dans l'urine**
Leucocytes, nitrites, sang, protéines
-  **Simple**
Résultat par lecture visuelle colorimétrique
-  **Rapide**
1 à 2 minutes
-  **Fiable**
88 à 100 % dépendamment des paramètres

CE 0123

Référence produit : 942 692

Conditionnement : 3



BIO SYNEX

22 Boulevard Sebastien Brant
67400 Illkirch-Graffenstaden – France
+33 3 88 78 78 87
www.biosynex.com

Affiche



BIO SYNEX
AUTOTEST
INFECTION URINAIRE

Suppression de l'ANTIBIOTORÉSISTANCE

- Fréquence excessive du besoin d'uriner
- Brûlure urinaire
- Urine malodorante
- Douleurs pelviennes

**N'ATTENDEZ PAS
AUTOTESTEZ-VOUS !**

BIO SYNEX
Autotest INFECTION URINAIRE
4 paramètres qui permettent de détecter les infections urinaires
3 TESTS

Test réalisé en 2 minutes

Dispositif médical de diagnostic. In vitro disponible en pharmacie.

CE 0123

Biosynex Autotest Infection urinaire (Réf interne 942892) est destiné à l'autodiagnostic à utiliser comme aide à la détection des infections urinaires. Cet autotest est fiable pour un contrôle rapide des leucocytes, des nitrites, du sang et des protéines dans l'urine. Ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et demander éventuellement conseil à votre pharmacien.
En cas de doute sur le résultat obtenu, consulter votre médecin. Fabriqué par Biosynex SA.
POS_942892_FL_V030201059R02 Dernière révision: 05/2021 20/02/BIO SYNEX/GP/002