

# TROD COVID-19 BSS

## INFECTION



Détection des anticorps IgG et IgM développés suite à une infection passée.



**Test évalué par de nombreuses études françaises et internationales\***

- Détecte les anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2**  
Anticorps dirigés contre le fragment RBD de la protéine S du virus (IgG et IgM)
- Facile**  
Prélèvement sanguin à partir d'une goutte de sang (10 µL)
- Rapide**  
10 minutes
- Fiable**  
IgM : Sensibilité : 92,6 % ; Spécificité : 99,2 %  
IgG : Sensibilité : 100 % ; Spécificité : 99,5 %

CE

Référence produit : SW40005A  
Conditionnement : 1



**BIO SYNEX**

22 Boulevard Sebastien Brant  
674 Illkirch-Graffenstaden – France  
+33 3 88 78 78 87  
www.biosynex.com

# SUPPORTS DE COMMUNICATION DISPONIBLES

## Affiche



## Vidéo



## E-learning

TROD BIOSYNEX COVID-19 BSS Resources

**BIO SYNEX**  
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

- 01 PATHOLOGIE**  
Renforcer vos connaissances sur le virus
- 02 IMMUNOLOGIE**  
Rappels sur les bases d'immunologie
- 03 BIOSYNEX COVID-19**  
Caractéristiques et utilisation du test BIOSYNEX COVID-19
- 04 RÉGLEMENTATION**  
Modalités d'utilisation du TROD
- 05 QUIZ**  
Avez-vous bien compris ?

← PRÉC SUIVANT →