

EXACTO PRO STREPTATEST

TROD ANGINE

L'ANGINE À SGA

L'angine est une inflammation des **amygdales** et/ou de l'**ensemble de l'oropharynx**.

Seules **20 %* des angines sont d'origine bactérienne**. Le **streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SGA)** est le **premier agent bactérien** responsable d'angine.

Elle survient surtout à partir de l'âge de 3 ans avec un pic d'incidence situé entre **5 et 15 ans** et est moins fréquente chez l'adulte.



HIVER



PRINTEMPS

Chez l'adulte, certains signes peuvent orienter le diagnostic du médecin vers une angine à SGA :

- Survenue brutale
- Fièvre > 38°C et frissons
- Douleurs abdominales
- Absence de toux
- Gonflement des amygdales et des ganglions lymphatiques du cou

POURQUOI DÉPISTER ?

- ✓ **Aucun signe clinique ni symptôme ne sont spécifiques des angines à SGA.**
- ✓ **Différencier virus et bactéries pour mieux soigner.**
Mise en place d'une antibiothérapie uniquement si SGA pour :
 - Prévenir les complications (RAA, glomérulonéphrites...)
 - Limiter la dissémination à l'entourage
 - Favoriser la disparition des symptômes
- ✓ **Lutter contre l'antibiorésistance qui conduit à un nombre important d'impasses thérapeutiques.**


9 M

D'angines sont diagnostiquées tous les ans en France.

20 %


Des angines sont d'origine bactérienne

Pour qui ?



La réalisation du test sur un patient de - de 10 ans n'est pas possible à l'officine. Contacter le médecin traitant.
 Vérifier les critères de non-éligibilité.

Remboursement



Exacto pro Streptatest®

- **DÉTECTE LES ANTIGÈNES DU VIRUS**
Prélèvement oropharyngé
- **RAPIDE**
5 minutes
- **FIABLE**
Sensibilité : 96,8 % ; Spécificité : 94,7 %
Conforme au cahier des charges de la CNAM

Le Streptatest® est l'unique test angine sélectionné et mis à disposition par la CNAM aux médecins depuis plus de 15 ans. Chaque année, le test est fourni à plus de 50 000 médecins libéraux. Écoulé à plus de 30 millions d'unités depuis son entrée sur le marché, le test est devenu la référence des médecins de par sa fiabilité et sa facilité d'utilisation.



1
Prélèvement



2
1 MINUTE
Mise en contact du prélèvement avec les réactifs



3
5 MINUTES
Immersion du test



4
Lecture du résultat

Streptatest® est un test d'orientation diagnostic à destination des professionnels de santé. Dispositif médical de diagnostic in vitro. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation avant utilisation.

Fabriqué par Biosynex SA. Date de dernière révision : 07/2021

FS_10025_V01202107R03



BIO SYNEX